






# ANDUBALANCE®

## ANDUBALANS'A 3 ADIM



### Adım 1

 Saat - Saat tuşuna basarak terapi süresini (15/30 Dk) belirleyin.


### Adım 2

  P / ON Tuşuna basın ve istenilen programı (P01 - P10) +/- tuşlarına basarak seçin.


### Adım 3

  Kızılötesi ısı başlangıçta kapalı durumdadır. H1 tuşu boyun ve omurga bölgesindeki kızılötesi ısıyı aktive eder. H2 tuşu baldır bölgesindeki kızılötesi ısıyı aktive eder. H1 veya H2 tuşuna tekrar basarak ilgili kızılötesi ısıyı kapatabilirsiniz.

### Kapatmak

 Sistemi kapatmak için OFF tuşuna basın.

### Yoğunluk ayarı

 1 - 5 arası bölgeler ilgili tuşlar kullanılarak ayrı ayrı ayarlanabilir. +/- tuşları ile yoğunluk artırılıp azaltılabilir veya tamamen kapatılabilir.










2-5 Tuşuna basılarak istenen yoğunluk +/- tuşları ile seçilebilir. Yoğunluk seviyesi ekranda gözükecektir. (1 = düşük, 7 = yüksek)





Hayatınıza bir gülümseme ekleyin 😊



# ANDUBALANCE®

Hayatınıza bir gülümseme ekleyin 😊



## WELLNESS PROGRAMLARI

Wellness Programları	P01	Isınma ve iyi hissetme programı	Bu program; kasların gevşemesi için gerekli olan ısınmayı sağlamaktadır. Ağır bir aktivite öncesinde yapılması durumunda krampların oluşmasını engellemeye yardımcı olur.
	P02	Derin kas andulasyonu ve zindelik	Bu program; kas gerginliklerini dindirir. Zindelik verir, metabolizmayı uyarır, fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudunuza enerji verir.
	P03	Lenf Sisteminin uyarılması	Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdaki uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir.
	P04	Impuls Andulasyon. Dolaşımı Uyarır.	Bu program sayesinde kan dolaşımının uyarılması sağlanır. Sertleşmiş adalelerin gevşetilmesi mümkün olabilmektedir.
	P05	Relaksasyon	Bu program ile vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir.
	P06	Ayakta refleksolojik uyarılar	Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgedeki lenfatik ve kan dolaşımını aktive eder ve bağırsıklık sistemini güçlendirir.
	P07	Derin kısa uyku	Hızlı rahatlama etkisi. Tükenmişlik sendromu riski ve mevcut stres durumunu hızla rahatlama sağlayarak ortadan kaldırır.
	P08	Metabolizmanın aktivasyonu	Vücut sıvılarını aktive eder. Metabolizmanın aktive olması ile vücutta önemli pozitif değişimler olur. Bacaklardaki ödem azalır, sindirim sorunları ortadan kalkar ve kilo verilmesi sağlanır.
	P09	Bölgesel şekil ve karın bölgesi için Andulasyon kemeri	Bu işlem için öncelikle Andulasyon kemerinin sıkıca bağlanması önemlidir. Sindirim zorluğu çekenlerde bağırsak aktivitesi artırılır. İç organlarda azalmış olan kan dolaşımı hızlanır ve mide kasları uyarılır. Zayıflamaya ciddi oranda yardımcı olur.
	P10	Güzellik programı	Kolajen üretiminin azlığından kaynaklı eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur. Kolajenlere etki ederek dolaşımı aktive eder. Cildin güzelleşmesine ve gerilmesine destek olur. Anti-Aging özelliği sağlar.

Sorunuz mu var? 0212 465 07 08 numaradan bize ulaşabilirsiniz.